


Detectives Científicos



Nombre del investigador: Allea

EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 15m de lana
- Rotuladores
- Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:



1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el vasofono.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Manuela



EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur.
- 1.5m de lana
- Rotuladores
- Tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Elsa Vega Lozano

EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO



Materiales




-2 vasos de yogur

-1,5m de lana

-Rotuladores

-Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:




1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el vasófono.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Jose Maria




EXPERIMENTO N° 1: varófono

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1,5 de lana
- rotuladores
- = Tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el varófono


Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador:

HUGO





EXPERIMENTO N°

1: VASÓFONO

Materiales

1 Vasófono
15m de lana
agulada y
tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yagur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.


Resultado



@lamademoiselledufle

Detectives Científicos

Nombre del investigador: Raichal




EXPERIMENTO N° 1:

VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1.5m de lana
- Rotuladores
- Tijera

Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base de Yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.

Resultado



Detectives Científicos



Nombre del investigador: Dr. Aida

EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1 skn de lana
- Hilo
- Tijeras


Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero
en la base del yogur
2. Passar la cuerda por los
dos
3. 'aser nudos para sujetar
la cuerda.
4. Decor el vasófono

Resultado



Detectives Científicos



Nombre del investigador: ENZO

EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales
- 2 vasos de
Yogur
- 1.5 m de lano
- Rotulador
- Tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:


1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el vasófono

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: NASSIM




EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1,5m de lana
- Rotuladores
- Tijeras

Dibujo





Pasos a seguir:




1. Hacer un agujero en la
base del yogur Pasar la
2. cuerda por los dos.
Hacer nudos para sujetar.
3. la cuerda dentro del vaso-
fono
4. _____

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Sergio



EXPERIMENTO N° 11: Vorófono

Materiales

- 2 vasos de
yogur

- Alm. de lana

- Rotuladores

- Tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:


1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vorófono.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Shanoel



EXPERIMENTO N° 7: vaso fono

Materiales

- 2 vasos
de yogur

- 1-5m de lana
- rotuladores
- tijeras

Dibujo



1 2 3 4 5 6 7 8 9
cm cm cm cm cm cm cm cm cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

METRO


Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vaso fono.




Resultado

X



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Eva



EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 15 cm de cuerda
- Rotuladores
- Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en el en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.




Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Oriana



EXPERIMENTO N° 1 : VASÓFONO

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1,5m de lana
- Rotuladores y
- Tijeras



Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono



Resultado




Detectives Científicos

Nombre del investigador: David A



EXPERIMENTO N° 1 **VASOFONO**




Materiales

- 2 Vasos de Yogur
- 1,5 m de lana
- Rotuladores
- tijeras




Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero
en la base del Yogur.
2. pasar la cuerda por los
dos.
3. Hacer pudo para
 sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.



Resultado




@lamademoiselledufle

Detectives Científicos

Nombre del investigador: Loren




EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO



Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1/5 m de lana
- Rotuladores
- Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:



1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el vaso - lana.


Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: DAVID.N

EXPERIMENTO N° 1: VASÓFONO



Materiales

- 2 liras de yaghi
- 1.5 m de lana
- Ratahadora
- tijera


Dibujo



Pasos a seguir:


1. Hacer un agujero en la lana del yaghi.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para resistir la cuerda.
4. Decantar el líquido.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: DYLAN




EXPERIMENTO N° : vaso folio

Materiales

2 vasos de yogur
15 cm de lana
Rotuladores
Ligero


Dibujo



Pasos a seguir:


1. Hacer UN agujero
2. Por donde pasará la cuerda
3. Hacer nudos para sujetar.
4. Decorar el vaso folio.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Ian SANZ



EXPERIMENTO N° 1: Vasófono 

Materiales

2 vasos de yogur
1/5 de lana
Rotuladores
Tijeras

Dibujo



Pasos a seguir:


1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. pasar la cuerda por los dos lados
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el Vasófono

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: IVÁN




EXPERIMENTO N° 408

Materiales

2
VASOS
DE
VINO VERDE

Dibujo




Pasos a seguir:

1. 2 VASOS
DE VINO VERDE
2. UNA LÍNEA
DE UN METRO
3. UN METRO
4. VLLASE PUEDE
USAR




Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Adrián


EXPERIMENTO N° 1: VASOFONO



Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1 x 5 m de lana
- Rotuladores
- Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda
4. Decorar el vasofono.




Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: Sara

EXPERIMENTO N° 1: Vasófono



Materiales



2 vasos de yogur

1 cm de lana

Rotuladores

Trizas

Dibujo




Pasos a seguir:


1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.



Resultado



Detectives Científicos



Nombre del investigador: _____

EXPERIMENTO N° ____: _____

Materiales

Pasos a seguir:


1. _____

2. _____


3. _____

4. _____


Dibujo



Resultado



Detectives Científicos



Nombre del investigador: _____

EXPERIMENTO N° _____:

Materiales

Dibujo



Pasos a seguir:




1. _____

2. _____

3. _____

4. _____


Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: _____

LCBNA




EXPERIMENTO N° 1: _____

Vasafona

Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1,5 m de lana
- matita y lápiz
- tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasar la cuerda por los dos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar vasafona.

Resultado




@lamademoiselledufle

Detectives Científicos

Nombre del investigador: Matías


EXPERIMENTO N° 1: Vasófono



Materiales

- 2 vasos de yogur
- 1.5 m de lana
- rotulador
- tijeras


Dibujo



Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur.
2. Pasa la cuerda por los dos
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el Vasófono.

Resultado



Detectives Científicos

Nombre del investigador: **EMMA**



EXPERIMENTO N° **1**: **VASÓFONO**


Materiales

-2 vasos de
yogur

1,5 m de lana

-Tijeras

Dibujo




Pasos a seguir:

1. Hacer un agujero en la base del yogur
2. Pasar la cuerda por los dos vasos.
3. Hacer nudos para sujetar la cuerda.
4. Decorar el vasófono.



Resultado



@lamademoiselledrifle